


TRICICLURI
TRICICLURI
TRICICLURI
TRICICLURI
TRICICLURI
TRICICLURI





Versiunea: decembrie 2020

Toate drepturile rezervate, inclusiv asupra traducerii.

Reproducerea acestui document sau a părților din acesta, sub orice formă (prin tipărire, fotocopiere, microfilm sau orice alte metode), precum și procesarea, multiplicarea sau distribuirea prin sisteme electronice, sunt interzise fără acordul în scris al editorului.

2020 © **VERMEIREN** N.V.

Copii

2202 Aqua - Safari

2215 Happy - Sporty

8

9

13

Adolescenți

2217 Freedom

16

16

Adulți

2219 Lagoon

2219 Vintage

Varianta E

18

18

20

22

Opțiuni

24



Cum aleg un triciclu?

Alegerea triciclului este determinată de lungimea internă totală a piciorului (A) (distanța totală, cu piciorul întins, de la pliul inghinal până la călcâi).



2202

2215

2217

2219

Interiorul piciorului

30 - 46 cm

50 - 70 cm

68 - 88 cm

75 - 105 cm

3 metru ir
vyresni

8 metru ir
vyresni

14 metru ir
vyresni

Suaugusieji

modelul
AQUA - SAFARI

modelul
HAPPY - SPORTY

modelul
FREEDOM

modelul
**LAGOON - VINTAGE
VARIANTA E**

2202



3 ani și peste










AQUA - model unisex. Figurinele decorative și culorile vii, strălucitoare, sunt atracția principală pentru copiii mai mici. Soneria este în formă de delfin și coșul din spate este ideal pentru transportarea jucăriilor.

Ghidonul (sunt disponibile ghidoane diverse) este reglabil pe înălțime și înclinație, pentru ca triciclu să se potrivească perfect copilului.

- Frână de mână cu blocare de parcare
- Șa reglabilă pe înălțime
- Cadru coborât pentru încălecare/descălecare cu ușurință
- Pinion fix, cu mișcare continuă (înainte și înapoi)
- Diverse opțiuni disponibile



Opțiunile disponibile pot fi găsite la pagina 22.

								
lungime totală	lățime totală	înălțime șa	distanță șa-pedale	înălțime de ridicare a piciorului	înălțime ghidon	dimensiuni roți	greutate totală	greutate utilizator
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Dimensiunile în mm, greutatea în kg. Sunt posibile aproximații ale dimensiunilor sau greutăților (15 mm, 1,5 kg și 1,5°).

2202



SAFARI

2202

SAFARI - model unisex. Figurinele de safari decorative și culorile vii atrag privirile copiilor mai mici. Soneria este în formă de girafă și coșul din spate este ideal pentru transportarea jucăriilor.

Ghidonul (sunt disponibile ghidoane diverse) este reglabil pe înălțime și înclinație, pentru ca triciclu să se potrivească perfect copilului.

- Frână de mână cu blocare de parcare
- Șa reglabilă pe înălțime
- Cadru coborât pentru încălecare/descălecarea cu ușurință
- Pinion fix, cu mișcare continuă (înainte și înapoi)
- Diverse opțiuni disponibile



3 ani și peste

Opțiunile disponibile pot fi găsite la pagina 22.



lungime totală

1110



lățime totală

648



înălțime șa

500-640



distanță șa-pedale

390-520



înălțime de ridicare a piciorului

118



înălțime ghidon

726-838



dimensiuni roți

12" x 2.00



greutate totală

14



greutate utilizator

40

Dimensiunile în mm, greutatea în kg. Sunt posibile aproximări ale dimensiunilor sau greutăților (15 mm, 1,5 kg și 1,5°).

2215



Happy

HAPPY - 100 % pentru fete. Nuanțe de roz atractive, în combinație cu alb mat și un coș ideal pentru transportul jucăriilor. Roata din față (există sisteme de direcție diferite) este reglabilă pe înălțime și înclinație, pentru ca triciclu să se potrivească perfect copilului.

- Frână de mână cu blocare de parcare
- Șa reglabilă pe înălțime
- Cadru coborât pentru încălecare/descălecare cu ușurință
- Pinion fix, cu mișcare continuă (înainte și înapoi)
- Diverse opțiuni disponibile



8 ani și peste



Frâne în V

Opțiunile disponibile pot fi găsite la pagina 22.

lungime totală	lățime totală	înălțime șa	distanță șa-pedale	înălțime de ridicare a piciorului	înălțime ghidon	dimensiuni roți	greutate totală	greutate utilizator
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Dimensiunile în mm, greutatea în kg. Sunt posibile aproximări ale dimensiunilor sau greutăților (15 mm, 1,5 kg și 1,5°).

2215












SPORTY -băieții vor fi întotdeauna băieți. Negru intens cu flăcări roșii și un coș ideal pentru transportul lucrurilor. Ghidonul (sunt disponibile ghidoane diverse) este reglabil pe înălțime și înclinație, pentru ca triciclu să se potrivească perfect copilului.

8 ani și peste

- Frână de mână cu blocare de parcare
- Șa reglabilă pe înălțime
- Cadru coborât pentru încălecare/descălecare cu ușurință
- Pinion fix, cu mișcare continuă (înainte și înapoi)
- Diverse opțiuni disponibile



Opțiunile disponibile pot fi găsite la pagina 22.

								
lungime totală	lățime totală	înălțime șa	distanță șa-pedale	înălțime de ridicare a piciorului	înălțime ghidon	dimensiuni roți	greutate totală	greutate utilizator
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Dimensiunile în mm, greutatea în kg. Sunt posibile aproximații ale dimensiunilor sau greutăților (15 mm, 1,5 kg și 1,5°).

2217

FREEDOM

WHITE

Freedom este un triciclu robust, ideal pentru adolescenți pretențioși, disponibil în alb și negru. Un triciclu perfect pentru plimbări prin natură.

Opțiunile disponibile pot fi găsite la pagina 22.
Disponibil și ca e-Bike la pagina 20.



lungime
totală

1599



lățime
totală

670



înălțime
șă

720-860



distanță
șă-pedale

590-780



înălțime de ridicare
a piciorului

174



înălțime
ghidon

986-1174



dimensiuni
roți

20" x 1,75



greutate
totală

25,5



greutate
utilizator

110

FREEDOM

BLACK

- Diverse opțiuni disponibile
- Ghidonul (sunt disponibile ghidoane diverse) este reglabil pe înălțime și înclinație
- Șa reglabilă pe înălțime
- Cadru coborât pentru încălecare/descălecare cu ușurință
- Frâne în V cu blocare de parcare
Opțional frâne cu disc pe roțile din spate
- Coș de transport mare în partea din spate



14 ani și
peste



Frâne în V



De asemenea disponibil în **variantă E**, cu motor electric integrat, care poate fi utilizat pentru propulsie.

LAGOON - triciclu pentru adulți

Disponibil în culoare Bordeaux clasic sau o nuanță de gri mai neutră. Triciclu perfect pentru plimbări mai lungi, oferă stabilitate și confort.

Opțiunile disponibile pot fi găsite la pagina 22.

De asemenea disponibil în **variantă E**, cu motor electric integrat, care poate fi utilizat pentru propulsie.



L A G O O N

- Ghidonul (sunt disponibile ghidoane diverse) este reglabil pe înălțime și înclinație
- Frână în V în față sau opțional frâne cu disc pe roțile din spate
- Cadru coborât pentru încălecare/descălecare cu ușurință
- Șa reglabilă pe înălțime
- Coș de transport mare în partea din spate



Adulți



Frâne în V



De asemenea disponibil în **variantă E**, cu motor electric integrat, care poate fi utilizat pentru propulsie.



lungime
totală
1808



lățime
totală
768



înălțime
șa
810-900



distanță
șa-pedale
640-880



înălțime de ridicare
a piciorului
194



înălțime
ghidon
1121-1309



dimensiuni
roți
24" x 1.3"



greutate
totală
27,8



greutate
utilizator
125

VINTAGE - triciclu pentru adulți

Un retro clasic și rafinat, care atrage atenția. Anvelopele maro și coșul de epocă mare, opțional, completează imaginea.

Opțiunile disponibile pot fi găsite la pagina 22.

De asemenea disponibil în **variantă E**, cu motor electric integrat, care poate fi utilizat pentru propulsie.



Vintage

- Ghidonul (sunt disponibile ghidoane diverse) este reglabil pe înălțime și înclinație
- Frână în V în față cu blocare pentru parcare sau opțional frâne cu disc pe roțile din spate
- Cadru coborât pentru încălecare/descălecare cu ușurință
- Coș de transport mare în partea din spate
- Opțional coș de epocă
- Șa reglabilă pe înălțime



De asemenea disponibil în **variantă E**, cu motor electric integrat, care poate fi utilizat pentru propulsie.



Adulți



lungime
totală

1808



lățime
totală

768



înălțime
șa

810-900



distanță
șa-pedale

640-880



înălțime de ridicare
a piciorului

194



înălțime
ghidon

1013-1206



dimensiuni
roți

24" x 1,5"



greutate
totală

27,8



greutate
utilizator

125

2217E



Controler manual



Baterie

e-Tricycle

Modelul electric cu suport pentru propulsor

Varianta E pentru adulți este disponibilă la modelele **LAGOON** și **VINTAGE**. Acest triciclu electric vă permite să mergeți mai departe, mai ușor și mai rapid.

Sistemul de comandă este foarte ușor de utilizat. Un simplu comutator **PORNIT/OPRIT** la baterie și un controler pe ghidon sunt suficiente pentru a vă pune în mișcare. Este echipat, de asemenea, cu un buton **BOOSTER** pentru accelerare rapidă (de exemplu pentru pornirea în pantă).

Bateria, aflată în partea din spate a triciclului, este ușoară și amovibilă, permițând încărcarea în casă.

Asistarea electrică antrenează roata din față a triciclului.



Adulți



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Autonomie: în funcție de utilizare, starea drumului, caracteristicile corporale și propulsia selectată

TABELUL COMPATIBILITĂȚILOR

(S): MIC – (M): MEDIU

		2202	2215	2217	2219	2219 Vintage
01+B1	Roată liberă	-	-	•	•	•
02	Frână în torpedo	•	•	•	•	•
03	3 viteze	-	•	•	•	•
06	Fiksotas ratas	•	•	•	•	•
07	7 viteze	-	-	•	•	•
23	Diferențial	-	-	-	•	•
B1	Frâne cu disc pe roțile din spate	-	-	•	•	•
BAT 9-13	Bicicletă	-	-	-	•	•
D1	Limitator de virare	•	•	•	•	•
E1	Mâner de împingere	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E2	Sistem de iluminare	-	•	•	•	•
E3	Kilometraj	-	•	•	•	•
E4	Coș de epocă	-	-	-	-	•
E5	Cutie cu	-	-	•	•	•
E6	Suport	-	-	•	•	•
E7	Suport	•	•	•	•	•
E8	Oglindă	•	•	•	•	•
E9	Curele pentru mâini	•	•	•	•	•
E10	Sprâjin pentru mâini cu curele	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 Vintage
E11	Sprijin pentru mâini închis	•	•	•	•	•
E12	Șa confort	-	-	•	•	•
E13-D	Dispozitiv de fitness	-	•	•	•	•
E14	Coș față	-	-	•	•	•
E15	Mâner de viteză	-	-	•	•	•
E-Tricycle	Triciclu E	-	-	•	•	•
F1	Pedale cu curele	•	•	•	•	•
F2	Pedale cu clemă și cureaua pentru degete	•	•	•	•	•
F3	Plăci pentru picior cu benzi velcro	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Sprijin pentru gleznă	•	•	•	•	•
F5	Pedale cu lungime reglabilă	-	•	•	•	•
P1	Sprijin pelvic	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Sprijin lombar	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Sprijin pelvic și lombar (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Șa reglabilă	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Tijă de șa cu amortizor de șocuri	-	-	-	-	•
S1	Ghidon Classic	•	•	•	•	-
S2	Ghidon Plat	•	•	•	•	-
S3	Ghidon City	-	-	•	•	standard
S4	Ghidon dreptunghiular	•	•	•	-	-
S5	Pipă de ghidon reglabilă	-	-	•	•	•
S6	Ghidon alungit	•	•	standard	standard	standard



01 - Roată liberă



02 - Frână în torpedo



03 - 3 viteze



06 - Fiksiotas ratas



07 - 7 viteze



23 - Diferențial



B1 - Frâne cu disc pe
roțile din spate



BAT 9-13 - bicicletă
(9A sau 13A)



D1 - Limitator
de virare



E1 - Mâner de împingere
(335 mm sau 605 mm)



E2 - Sistem de iluminare
(baterii incluse)



E3 - Kilometraj
(baterii incluse)



E4 - Coș de epocă



E5 - Cutie cu
(volum: 30 litri)



E6 - Suport



E7 - Suport
(canistra nu este inclusă)



E8 - Oglindă



E9 - Curele pentru mâini



E10 - Sprijin pentru
mâini cu curele



E11 - Sprijin pentru
mâini închis



E12 - Șa confort
PU + plastic



E13-D - Dispozitiv
de fitness



E14 - Coș față



E15 - Mâner
de viteză



E-Tricycle - Triciclu E



F1 - Pedale cu curele



F2 - Pedale cu clemă și
curea pentru degete




F3 - Plăci pentru picior
cu benzi velcro



F4 - Plăci pentru picior cu
benzi velcro și sprijin pentru
gleznă



F5 - Pedale cu lungime
reglabilă (22 mm)



P1 - Sprijin pelvic



P2 - Sprijin lombar



P3 - Sprijin pelvic
și lombar




P4 - Șa reglabilă
(140 mm)




P5 - Tijă de șa cu
amortizor de șocuri



S1 - Ghidon Classic




S2 - Ghidon Plat




S3 - Ghidon City



S4 - Ghidon dreptunghiular



S5 - Pipă de ghidon reglabilă
(-10° până la +50°)



S6 - Ghidon alungit



VERMEIREN N.V.

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout
Tel.: +32 (0)3 620 20 20
Faks : +32 (0)3 666 48 94

info@vermeiren.ro
www.vermeiren.ro

Distributor:

VERMEIREN
Noi orizonturi în mobilitate